





<p><b>MARKE:</b>  <b>PRODIFA</b></p>	<p><b>BESCHREIBUNG :</b>                  PARFÜMIERTES URINALGITTER                  MIT ANTI-SPLASH DESIGN</p>
<p><b>ARTIKEL-NUMMER:</b>                  EURISPLASHPOMME (Apfel-Zimt)                  EURISPLASHMENTHE (Minze)                  EURISPLASHMANGUE (Mango)                  EURISPLASHMELCON (Melone/Gurken)</p>	<p><b>FAMILIE:</b>                  PRODITAB</p>
<p><b>PRODUKT:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div>	
<p><b>ZUSAMMENSETZUNG / MATERIAL :</b>                  70% oder mehr Ethylene Vinylacetat, zwischen 10 % und 20 % Parfum, Farbstoffe und Enzyme.</p>	
<p><b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stark parfümiertes Urinalgitter</li> <li>• Verfügbar in 4 Duftrichtungen: Apfel-Zimt (grün), Minze (blau), Mango (orange), Melone/Gurke (gelb) mit «ANTI-SPLASH»-Design – Spitzen auf der Oberfläche verhindern Spritzer</li> <li>• Enzymatische Wirkung</li> <li>• 1 Handschuh pro Verpackung von 2 Urinalgitter entsprechend 5 Handschuhe pro Karton mit 10 Stück</li> <li>• Karton mit 10 VE à 10 Urinalgitter Anti-Splash</li> <li>• Luftdicht in Folie eingeschweißt (PE)</li> <li>• Haltbarkeitsfrist: 2 Jahr</li> <li>• Einzelgewicht = 70 gr</li> </ul>	
<p><b>KONDITIONIERUNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verpackung: Folienverpackung mit 2 Urinalgitter</li> <li>• 10 Urinalgitter pro Karton (+ 10 Einweghandschuhe)</li> <li>• 6 Karton mit 6 Schachteln à 10 Stück pro Lage</li> <li>• 5 Lagen pro Palette</li> <li>• 30 Karton à 6 Schachteln à 10 Stück pro Palette entsprechend 1800 Urinalgitter</li> <li>• Abmessung der Schachtel à 10 Stück: 25.4 x 21.1 x 7.6 cm</li> <li>• Abmessung Masterkarton (Umverpackung): 43 x 26.4 x 25.6 cm</li> <li>• Palette 80 x 120 x 180.</li> </ul>	
<p><b>ANWENDUNG:</b>                  Diese Urinalgitter setzen durch die Wärme des Urins Enzyme frei, welche beim anschließenden Spülvorgang das Urinal reinigen und schlechte Gerüche beseitigen</p> <p>Die Innovation dieses Produktes liegt im Anti-Spritz Design. Lange Spitzen auf der Oberfläche des Urinalgitters nehmen die Flüssigkeit auf und verhindern somit ein Spritzen außerhalb des Urinals.</p>	
<p><b>GEBRAUCHSANWEISUNG:</b>                  Nehmen Sie das Urinalgitter aus der Verpackung und legen Sie dieses mit Hilfe des dafür vorgesehenen Einweghandschuhes in das Urinal.</p>	
<p><b>Nur für den gewerblichen Einsatz</b></p>	